

# Consistance des selles pouvant être utilisées pour le test de **Diagnostic de *Clostridioides difficile***



**Selles diarrhéiques  
(très liquides)**



Échantillon acceptable  
pour un test diagnostique




**Selles diarrhéiques  
(semi-liquides)**



Échantillon acceptable  
pour un test diagnostique



**Selles semi-solides  
(l'échantillon de selles  
devrait prendre la forme  
du contenant)**



Échantillon acceptable  
pour un test diagnostique



**Selles formées**



Échantillon inacceptable  
pour un test diagnostique

